

## ACTIVE X™

- **ULTRALÄTT OCH VENTILERANDE MATERIAL**
- **ANATOMISK PATELLAÖPPNING**
- **FLYTTBARA BAND**
- **INSTÄLLBAR LED**
- **SOM TUB ELLER WRAP**
- **"STAY UP" PÅ INSIDAN OCH "DRA PÅ" ÖGLOR**



**EN SERIE FUNKTIONELLA KNÄORTOSER FRÅN CAMP**

# ACTIVE X™ SHORT TUBE & WRAP

Ortosen har skenor med inställbart flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmmodell. Löstagbara cirkulära band med D-ring. Levereras med leden inställd i 10° flexion. Skenor av aluminium. Karta med stopp medföljer vid leverans. **Total längd; 32 cm.**

**Användningsområde:** Mild/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala menisksador.

28050 - Active X Short Tube

28051 - Active X Short Wrap



# ACTIVE X™ LONG TUBE & WRAP

Ortosen har skenor med inställbart flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmmodell. Löstagbara cirkulära band med D-ring. Levereras med leden inställd i 10° flexion. Skenor av aluminium. Karta med stopp medföljer vid leverans.

**Total längd; 40 cm.**

**Användningsområde:** Mild/moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala menisksador. Mild gonartros.

28052 - Active X Long Tube

28053 - Active X Long Wrap



Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051/28053	Active X Short Wrap /Active X Long Wrap	XXX-Large	Bilateral	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

**Mått 1:**  
Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:**  
Knämått mid-patella

**Mått 3:**  
Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	38 - 44 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050/28052	Active X Short Tube / Active X Long Tube	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

# ACTIVE X™

## SLEEVE & SLEEVE PLUS

Ortosen är uppbyggd av två olika material. Ett mer komprimerande syntetiskt neoprenmaterial på framsidan och ett följsamt tunt Lycra material på baksidan. Ortosen ger ökad kompression och förbättrad proprioception. Anatomiskt formad patellaöppning med en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. 28056 har en spiralfjäder på vardera sida. 28057 har två och även cirkulära band uppe och nere. För övrigt har ortoserna samma design och egenskaper. **Total längd; 32 cm.**

**Användningsområde:** Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

28056 - Active X Sleeve



28057 - Active X Sleeve Plus



# ACTIVE X™

## DOUBLE AXIS

Ortosen har dubbelledade skenor och är inställd i 10° flexion. Materialet ger en mild kompression och värme. Löstagbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmodell. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering. **Total längd; 32 cm.**

**Användningsområde:** Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet.

*Mindre mediala eller laterala meniskskador.*

28059 - Active X Double Axis Wrap



28058 - Active X Double Axis Tube



Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

**Mått 1:**

Knämått 15 cm under mid-patella

**Mått 2:**

Knämått mid-patella

**Mått 3:**

Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28059	Active X Double Axis Wrap	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 52 cm	43 - 51 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Active X Double Axis Wrap	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28058	Active X Double Axis Tube	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 51 cm	43 - 48 cm
28058	Active X Double Axis Tube	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Active X Double Axis Tube	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Active X Double Axis Tube	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Active X Double Axis Tube	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



# ACTIVE X™ PATELLA

En öppen modell som är avsedd att stabilisera patella i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande Active X-materialet som är bekvämt och följsamt.

**Användningsområde:** PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.



28055 -Active X Patella



# ACTIVE X™ LATERAL

En följsam ortos med en pelott på lateralsidan för stabilisering av patella. För att ge pelotten extra stöd har ortosen band som fäster över och under patella. Banden dras från lateral- till medialsidan. Ortosen kan även användas vid medial luxation av patella. Då dras banden från medialsidan till lateralsidan. Ortosen är tillverkad i ett latexfritt neoprenmaterial. **Total längd; 32 cm.**

**Användningsområde:** Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoralt Smärt Syndrom.



28054 -Active X Lateral Patella



Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mid patella
28055	Active X Patella	XX-Small	Bilateral	24-29 cm
28055	Active X Patella	XSmall	Bilateral	28-33 cm
28055	Active X Patella	Small	Bilateral	32-37 cm
28055	Active X Patella	Medium	Bilateral	36-41 cm
28055	Active X Patella	Large	Bilateral	40-45 cm

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28054	Active X Lateral	X-Small	Vä/Hö	37- 40 cm	28 - 31 cm	28 - 31 cm
28054	Active X Lateral	Small	Vä/Hö	40 - 43 cm	31 - 34 cm	31 - 34 cm
28054	Active X Lateral	Medium	Vä/Hö	43 - 46 cm	34 - 37 cm	34 - 37 cm
28054	Active X Lateral	Large	Vä/Hö	46 - 49 cm	37 - 40 cm	37 - 40 cm
28054	Active X Lateral	X-Large	Vä/Hö	49 - 52 cm	40 - 43 cm	40 - 43 cm
28054	Active X Lateral	XX-Large	Vä/Hö	52 - 55 cm	43 - 46 cm	43 - 46 cm

**Mått 1:**  
Knämått 15 cm  
ovan mid-patella

**Mått 2:**  
Knämått mid-patella

**Mått 3:**  
Knämått 15 cm  
under mid-patella